



Comment Exporter un dossier patient sur une clé USB ?

Procédure


1. Branchez la clé USB puis Ouvrez le dossier patient puis allez dans la rubrique [Informations] du Volet administratif.
2. Cliquer sur le bouton Imprimer présent dans le bandeau supérieur.



3. Cochez les éléments que vous voulez inclure dans votre export. (Les analyses et les pièces jointes seront exportés individuellement dans des sous dossiers)
4. Cliquez sur le Bouton [Exporter (PDF)] pour déclencher l'export.



5. Sélectionnez la clé USB que vous avez branché précédemment.
6. Validez en cliquant sur [Sélectionner un dossier].



7. Votre dossier patient est enregistré sur la clé USB. Il contient un premier PDF nommé VSM_NOM_PRENOM ainsi qu'un sous dossier nommé de façon identique contenant lui-même des sous dossier Analyses et Pièces jointes qui contiennent tous les fichiers exportés.

